


注释:

- 1. 材料: H-K9
- 2. 尺寸误差: $\pm 1.6\text{mm}$
- 3. 射线偏差: 180°
- 4. 表面光洁度: 80-50
- 5. 安装螺纹: M6
- 6. 图像定位: 左手定制
- 7. 光束偏移: 2"
- 8. 有效孔径 (CA): 25.4mm
- 9. 出射波前精度: 0.6λ
- 10. 镀膜: 保护金 $\text{Ravg}>94\% \text{ @}700\text{--}800\text{nm}$
 $\text{Ravg}>97\% \text{ @}800\text{--}2000\text{nm}$



注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

名称	中空回射器 AU+保护 CA=25.4mm			
产品编号	374534	单位	mm	